

E 757

Chariot

pour la prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire de grande taille.



- Équipé de 6 injecteurs
- Équipé d'un cadre de support réglable en hauteur
- Hauteur de chargement maximale à partir de la butée : 610 mm

Code EAN: 4002513298772 / Numéro de matériel: 05746290 /
Ancien Numéro de matériel: 69575701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
Catégorie de produit	
Autres chariots	•
Module pour verrerie de laboratoire grand volume	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Hauteur de chargement maximale en mm	610
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie de laboratoire grand volume [nombre]	6
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	346
Cote extérieure, largeur nette en mm	530
Cote extérieure, profondeur nette en mm	600
Cote extérieure, hauteur brute en mm	675
Cote extérieure, largeur brute en mm	565
Cote extérieure, profondeur brute en mm	650
Poids net en kg	10,90
Poids brut en kg	10,90