

E 957

Chariot

pour la prise en charge de max. 12 objets de verrerie de labo. de grande taille.



- Équipé de 12 injecteurs de Ø 10 mm
- Cadre de support réglable en hauteur
- Bande magnétique pour la détection automatique de chariot
- Hauteur de chargement max. à partir de la butée : 615 mm

Code EAN: 4002513298789 / Numéro de matériel: 05746300 / Ancien Numéro de matériel: 69595701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8527	•
Catégorie de produit	
Autres chariots	•
Module pour verrerie de laboratoire grand volume	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Hauteur de chargement maximale en mm	615
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie de laboratoire grand volume [nombre]	12
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	353
Cote extérieure, largeur nette en mm	640
Cote extérieure, profondeur nette en mm	790
Cote extérieure, hauteur brute en mm	390
Cote extérieure, largeur brute en mm	665
Cote extérieure, profondeur brute en mm	805
Poids net en kg	16,98
Poids brut en kg	17,45