

E 492

Utilisation

pour la prise en charge des haricots.



- Équipé de 9 supports, hauteur 86 mm mm, écartement 49 mm mm
- Utilisable dans le panier inférieur

Code EAN: 4002513317343 / Numéro de matériel: 05771140 /  
Ancien Numéro de matériel: 69549201D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les haricots/cuvettes	•
Autre complément	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Écart entre les supports en mm	49
Hauteur de support en mm	86
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des haricots	•
<b>Capacité</b>	
Haricots [nombre]	9
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	120
Cote extérieure, largeur nette en mm	256
Cote extérieure, profondeur nette en mm	474
Cote extérieure, hauteur brute en mm	125
Cote extérieure, largeur brute en mm	320
Cote extérieure, profondeur brute en mm	480
Poids net en kg	1,06
Poids brut en kg	1,31