

E 710/1

Chariot

pour la prise en charge optimale de 4 containers DIN, couvercles inclus.



- Dimensions du container : 150 x 300 x 600 mm
- Taille du couvercle : 30 x 300 x 600 mm
- Bande mag. pour détection auto. chariot (sans bande magn.)

Code EAN: 4002513369199 / Numéro de matériel: 05848260 / Ancien Numéro de matériel: 69571002D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariots pour container	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des containers	•
<b>Capacité</b>	
Containers DIN hauteur 15 cm [nombre]	4
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	450
Cote extérieure, largeur nette en mm	530
Cote extérieure, profondeur nette en mm	600
Cote extérieure, hauteur brute en mm	740
Cote extérieure, largeur brute en mm	800
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	29,00
Poids brut en kg	38,00
<b>Articles fournis</b>	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (sans aimant) [nombre]	1