


E 963

Utilisation

pour la prise en charge optimale de béchers jusqu'à 250 ml.



- Équipé de 33 x 3 supports pour béchers jusqu'à 250 ml

Code EAN: 4002513369236 / Numéro de matériel: 05848300 /
Ancien Numéro de matériel: 69596301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8527	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béchers	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Béchers [nombre]	98
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	155
Cote extérieure, largeur nette en mm	357
Cote extérieure, profondeur nette en mm	522
Cote extérieure, hauteur brute en mm	285
Cote extérieure, largeur brute en mm	550
Cote extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	1,58
Poids brut en kg	1,70