


E 742  
Module  
pour la prise en charge optimale de divers instruments.



- Pour le complément dans le chariot E 741/1

Code EAN: 4002513369854 / Numéro de matériel: 05848320 /  
Ancien Numéro de matériel: 69574201D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément/autre module	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	83
Cote extérieure, largeur nette en mm	220
Cote extérieure, profondeur nette en mm	458
Cote extérieure, hauteur brute en mm	90
Cote extérieure, largeur brute en mm	225
Cote extérieure, profondeur brute en mm	465
Poids net en kg	0,49
Poids brut en kg	0,69