

E 441/1

Utilisation

pour la prise en charge optimale des micro-instruments.



- La largeur de mailles du fond correspond à 1,7 mm
- Les côtés sont fermés, empilables
- Division int. avec 6 arêtes réglables pour disposition délicate
- Stérilisation vapeur à 121° C/134° C

Code EAN: 4002513460476 / Numéro de matériel: 05988240 / Ancien Numéro de matériel: 69544102D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments MIC	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	60
Cote extérieure, largeur nette en mm	183
Cote extérieure, profondeur nette en mm	284
Cote extérieure, hauteur brute en mm	100
Cote extérieure, largeur brute en mm	210
Cote extérieure, profondeur brute en mm	315
Poids net en kg	0,77
Poids brut en kg	0,92