

FP 20

Plaque de filtre

pour traitement pièces à main et contre-angles pour utilisation de AUF 1/AUF 2.



- Pour éviter tout blocage lié aux plus petites particules
- Porosité 2
- 20 plaques filtrantes par unité d'emballage

Code EAN: 4002513505498 / Numéro de matériel: 06059480 /
Ancien Numéro de matériel: 69751201D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Propriétés du produit	
Couleur	Blanc
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	30
Cote extérieure, largeur nette en mm	100
Cote extérieure, profondeur nette en mm	125
Cote extérieure, hauteur brute en mm	28
Cote extérieure, largeur brute en mm	125
Cote extérieure, profondeur brute en mm	167
Diamètre en mm	30
Poids net en kg	0,06
Poids brut en kg	0,10