


E 450/1  
Chariot  
pour la prise en charge optimale d'instruments MIC.




- Équipé de 42 possibilités d'intégration sur 2 niveaux
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Possibilités intégr. : E 451, E 457, E 460, E 473, E 444
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002513505504 / Numéro de matériel: 06059490 /  
Ancien Numéro de matériel: 69545003D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariots pour les instruments MIC	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments MIC	•
<b>Capacité</b>	
Instruments avec lumen [nombre]	42
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	502
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	515
Cote extérieure, hauteur brute en mm	500
Cote extérieure, largeur brute en mm	540
Cote extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	9,50
Poids brut en kg	11,06
<b>Articles fournis</b>	
E 336 Douille de rinçage MIBO, Ø 11 mm, longueur 121 mm [nombre]	3
E 362 Vis d'obturation [nombre]	2
E 442 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 6 mm [nombre]	15
E 443 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 10 mm [nombre]	5
E 445 – 12 capuchons de douille de rinçage E 442, ouverture avec Ø 6 mm [nombre]	1
E 446 – 12 capuchons de douille de rinçage E 443, ouverture avec Ø 10 mm [nombre]	1
E 447 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	3
E 448 Flexible en silicone avec adaptateur Luer-Lock femelle [nombre]	6
E 449 Adaptateur mâle pour Luer-Lock femelle [nombre]	5
E 451 Complément 1/6 complément à mailles [nombre]	1
E 452 Gicleur à injection 2,5 x 60 mm [nombre]	3
E 453 Gicleur à injection 4 x 110 mm avec pince de maintien [nombre]	8
E 454 Gicleur à injection pour douilles de trocart 10-15 mm [nombre]	6

E 450/1  
Chariot  
pour la prise en charge optimale d'instruments MIC.



Code EAN: 4002513505504 / Numéro de matériel: 06059490 /  
Ancien Numéro de matériel: 69545003D

E 456 Écarteurs pour instruments MIC [nombre]	4
E 464 Logement pour gicleur à injection E 454 [nombre]	3
E 472 Ressort à friction pour gicleurs à injection Ø 4 mm [nombre]	2