


E 902/1

Chariot

pour la prise en charge de max. 3 kits de chirurgie MIC en système modulaire.



- Convient pour 6 modules de compl. avec injecteurs/adaptateurs intégrés
- Niveaux sup. & inf. libres pour compléments, par ex. E 142
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Bande magnétique pour détection auto. de chariot (incl. bande magn.)
- Nettoyage des compléments à mailles et des kits de chirurgie MIC

Code EAN: 4002513505542 / Numéro de matériel: 06059530 / Ancien Numéro de matériel: 69590202D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Chariots pour les instruments MIC	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	3
Compléments à mailles SPRI [nombre]	1
Jeux MIC [nombre]	3
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	620
Cote extérieure, largeur nette en mm	640
Cote extérieure, profondeur nette en mm	790
Cote extérieure, hauteur brute en mm	650
Cote extérieure, largeur brute en mm	650
Cote extérieure, profondeur brute en mm	800
Poids net en kg	24,00
Poids brut en kg	34,00
Articles fournis	
E 362 Vis d'obturation [nombre]	6
E 444 Tambour pour câbles de fibres optiques/tuyaux d'aspiration [nombre]	3
E 445 – 12 capuchons de douille de rinçage E 442, ouverture avec Ø 6 mm [nombre]	2
E 446 – 12 capuchons de douille de rinçage E 443, ouverture avec Ø 10 mm [nombre]	1
E 905/1 Module pour instruments MIC courts [nombre]	3
E 906/1 Module pour instruments MIC longs [nombre]	3
Flexible en silicone de 2 m Ø 5 mm	•
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1