

E 741/1

Chariot

pour la prise en charge optimale de modules sur 1 à 4 niveaux.



- Selon taille de la charge, jusqu'à 3 modules intégrables
- Raccordement du chariot à l'arrivée d'eau et l'air de séchage
- Les tailles de chargement de chaque niveau sont différentes

Code EAN: 4002513512267 / Numéro de matériel: 06070360 /
Ancien Numéro de matériel: 69574102D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Autres chariots	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	680
Cote extérieure, largeur nette en mm	530
Cote extérieure, profondeur nette en mm	600
Cote extérieure, hauteur brute en mm	550
Cote extérieure, largeur brute en mm	640
Cote extérieure, profondeur brute en mm	650
Poids net en kg	12,00
Poids brut en kg	12,80