


A 7/1

Support pour plaque perforée  
pour nettoyage doux vaisselle fragile avec dispersion des jets de pulvérisation.



- Découpe 7 x 7 mm, arête 3 mm
- Utilisable pour E 775/1, E 735/1 et E 701/1

Code EAN: 4002513531169 / Numéro de matériel: 06097000 /  
Ancien Numéro de matériel: 69500702D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Support	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1
Cote extérieure, largeur nette en mm	473
Cote extérieure, profondeur nette en mm	543
Cote extérieure, hauteur brute en mm	10
Cote extérieure, largeur brute en mm	510
Cote extérieure, profondeur brute en mm	620
Poids net en kg	1,20
Poids brut en kg	1,30