


A 9/1

Support pour plaque perforée
pour nettoyage doux vaisselle fragile avec dispersion des jets de pulvérisation.



- Découpe 7 x 7 mm, arête 3 mm

Code EAN: 4002513531176 / Numéro de matériel: 06097010 /
Ancien Numéro de matériel: 69500902D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8527	•
Catégorie de produit	
Support	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1
Cote extérieure, largeur nette en mm	773
Cote extérieure, profondeur nette en mm	573
Cote extérieure, hauteur brute en mm	10
Cote extérieure, largeur brute en mm	870
Cote extérieure, profondeur brute en mm	590
Poids net en kg	1,70
Poids brut en kg	1,80