

Filtre à Peluches Blanc Loto
Filtre à peluches
pour filtrer les peluches dans les sèche-linge

Code EAN: 4002514360140 / Numéro de matériel: 06244611 /
Ancien Numéro de matériel:



- Cadre en plastique avec toile de tamis
- extractible pour le nettoyage
- Pour l'usage dans l'ouverture de porte
- pour T2xx, T1xxx, T2xxx, T4xxx, T7xxx, T8xxx, T9xxx
- Remplacer le composant avec la pièce de rechange représentée