

MF/3

Chariot de transport
pour le chargement & le déchargement des laveurs & désinfecteurs.



- Pour une manipulation simple des chariots à instruments
- Mécanisme de relevage actionné par pression du pied
- Équipé de 2 roulettes réglables
- Hauteur de chargement de 751 mm, +/- 100 mm

Code EAN: 4002513771114 / Numéro de matériel: 06392900 /
Ancien Numéro de matériel: 69200107D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Système de rangement/transport	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1182
Cote extérieure, largeur nette en mm	660
Cote extérieure, profondeur nette en mm	807
Cote extérieure, hauteur brute en mm	430
Cote extérieure, largeur brute en mm	800
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	34,20
Poids brut en kg	52,40