

Tuyau de Vidange 1,50M
Tuyau de drainage
pour la vidange des lave-vaisselle et des lave-linge

Code EAN: 4002516244738 / Numéro de matériel: 06401481 /
Ancien Numéro de matériel:



- Flexible
- Longueur 1,5 m, diamètre intérieur 22 mm
- un tube de raccordement droit réf. 0164212 est requis
- ou tube équerre réf. 0078149
- et collier de serrage réf. 01627501 (commander 2 pièces)
- Ne convient pas pour W1
- seulement adapté pour rallonger le tuyau de vidange