

E 529

Chariot

pour la prise en charge optimale de 4-5 kits de chirurgie ophtalmologique.



- 2 niveaux pour la prise en charge des compléments à mailles
- 1 niveau avec 16 ou 30 injecteurs
- Possibilité raccordement pour E 478/1 sur le tuyau d'alimentation
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Bande mag. pour détection auto. chariot (sans bande magn.)

Code EAN: 4002513792553 / Numéro de matériel: 06415950 / Ancien Numéro de matériel: 69552901D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
Catégorie de produit	
Chariots pour les instruments d'ophtalmologie	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Capacité	
Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre]	4-5
Instruments avec lumen [nombre]	46
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	471
Cote extérieure, largeur nette en mm	530
Cote extérieure, profondeur nette en mm	645
Cote extérieure, hauteur brute en mm	550
Cote extérieure, largeur brute en mm	640
Cote extérieure, profondeur brute en mm	650
Poids net en kg	14,00
Poids brut en kg	21,00