

E 474/4

Chariot de base

pour la prise en charge optimale de max. 2 kits MIC en système modulaire.



- Pour instruments à cavité dans 3 modules de complément
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Pour : E 903, E 905, E 906, E 444, E 460, E 457, E 142
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002513805536 / Numéro de matériel: 06439160 / Ancien Numéro de matériel: 69547405D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariots pour les instruments MIC	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Jeux MIC [nombre]	2
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	507
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	515
Cote extérieure, hauteur brute en mm	540
Cote extérieure, largeur brute en mm	540
Cote extérieure, profondeur brute en mm	630
Poids net en kg	10,17
Poids brut en kg	10,17
Articles fournis	
E 362 Vis d'obturation [nombre]	2
E 447 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	3