

E 436/3

Chariot

pour la prise en charge optimale d'env. 3 kits d'anesthésie.



- Convient pour env. 3 Kits d'anesthésie
- 8 injecteurs avec support à ressort pour tuyaux resp. jusqu'à 1,5 m
- Disposition en spirale
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002513805673 / Numéro de matériel: 06439240 / Ancien Numéro de matériel: 69543604D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariots pour les instruments d'anesthésie	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
<b>Capacité</b>	
Kits AN [nombre]	3
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	507
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	535
Cote extérieure, hauteur brute en mm	510
Cote extérieure, largeur brute en mm	540
Cote extérieure, profondeur brute en mm	520
Poids net en kg	6,60
Poids brut en kg	7,00
<b>Articles fournis</b>	
E 430/1 Complément à mailles 1/3 [nombre]	1
E 431 Gicleur à injection pour soufflet, Ø 8 x 193 mm [nombre]	1
E 432 Support pour tuyaux de réanimation annelés [nombre]	1
E 433 Support pour tuyaux de réanimation en silicone [nombre]	2
E 434 Support pour tuyaux de réanimation pour enfants [nombre]	1
E 466 Gicleur à injection 8 x 333 mm, pour ballon d'anesthésie [nombre]	6
E 496 Gicleur à injection 4 x 120 mm [nombre]	10