

E 427

Utilisation

pour la prise en charge optimale des 6 laryngoscopes.



- Convient pour 6 laryngoscopes

Code EAN: 4002513808209 / Numéro de matériel: 06442120 /  
Ancien Numéro de matériel: 69542701D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les instruments d'anesthésie	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	92
Cote extérieure, largeur nette en mm	210
Cote extérieure, profondeur nette en mm	134
Cote extérieure, hauteur brute en mm	164
Cote extérieure, largeur brute en mm	245
Cote extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,90
Poids brut en kg	1,00