

E 715/1

Chariot

pour la prise en charge de max. 4 kits anest. ou 12 tuyaux respi. (1,5 m) et accessoires.



- Disposition des tuyaux de réanimation en spirale
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Bande mag. pour détection auto. chariot (sans bande magn.)

Code EAN: 4002513872699 / Numéro de matériel: 06491890 / Ancien Numéro de matériel: 69571502D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Chariots pour les instruments d'anesthésie	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Capacité	
Kits AN [nombre]	4
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	530
Cote extérieure, largeur nette en mm	600
Cote extérieure, profondeur nette en mm	645
Cote extérieure, hauteur brute en mm	560
Cote extérieure, largeur brute en mm	640
Cote extérieure, profondeur brute en mm	680
Poids net en kg	9,70
Poids brut en kg	10,00
Articles fournis	
E 430/1 Complément à mailles 1/3 [nombre]	1
E 431 Gicleur à injection pour soufflet, Ø 8 x 193 mm [nombre]	1
E 432 Support pour tuyaux de réanimation annelés [nombre]	1
E 433 Support pour tuyaux de réanimation en silicone [nombre]	3
E 434 Support pour tuyaux de réanimation pour enfants [nombre]	1
E 466 Gicleur à injection 8 x 333 mm, pour ballon d'anesthésie [nombre]	6
E 496 Gicleur à injection 4 x 120 mm [nombre]	15
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (sans aimant) [nombre]	1