

E 479

Logement

pour les micro-instruments jusqu'à 4 mm de Ø.



- Utilisable dans les compléments avec largeur de mailles de 5 mm
- 50 pièces par sac

Code EAN: 4002513918175 / Numéro de matériel: 06553750 / Ancien Numéro de matériel: 69747901D

Familie produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Support	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Transparent
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	5
Cote extérieure, largeur nette en mm	21
Cote extérieure, profondeur nette en mm	21
Cote extérieure, hauteur brute en mm	95
Cote extérieure, largeur brute en mm	110
Cote extérieure, profondeur brute en mm	80
Poids net en kg	0,19
Poids brut en kg	0,23