


A 11/1

Utilisation

pour nettoyage doux vaisselle fragile avec dispersion des jets de pulvérisation.



- Avec découpes 7 x 7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur
- Utilisation recommandée dans PG8536

Code EAN: 4002513975680 / Numéro de matériel: 06629660 /
Ancien Numéro de matériel: 69501102D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Cadre inférieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1
Cote extérieure, largeur nette en mm	433
Cote extérieure, profondeur nette en mm	433
Cote extérieure, hauteur brute en mm	16
Cote extérieure, largeur brute en mm	470
Cote extérieure, profondeur brute en mm	470
Poids net en kg	0,80
Poids brut en kg	1,00