


A 12/1

Utilisation

pour nettoyage doux vaisselle fragile avec dispersion des jets de pulvérisation.



- Avec découpes 7 x 7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur
- Utilisation recommandée dans PG 8536

Code EAN: 4002513975697 / Numéro de matériel: 06629670 / Ancien Numéro de matériel: 69501203D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Support	•
Cadre inférieur	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1
Cote extérieure, largeur nette en mm	224
Cote extérieure, profondeur nette en mm	429
Cote extérieure, hauteur brute en mm	75
Cote extérieure, largeur brute en mm	280
Cote extérieure, profondeur brute en mm	510
Poids net en kg	0,37
Poids brut en kg	0,56