


E 950/1

Chariot

pour la prise en charge optimale de verrerie à col étroit sur 3 niveaux.



- Équipé de 232 injecteurs
- Niveaux 1 + 3 : 80 injecteurs ID 90 (2,5 x 90 mm)
- Niveau 2 : 72 injecteurs ID 90 (2,5 x 90 mm)
- Hauteur de chargement maximale des trois niveaux, chacun 148 mm

Code EAN: 4002514072708 / Numéro de matériel: 06696990 / Ancien Numéro de matériel: 69595002D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8527	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot pour verrerie à col étroit	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	232
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	572
Cote extérieure, largeur nette en mm	640
Cote extérieure, profondeur nette en mm	790
Cote extérieure, hauteur brute en mm	650
Cote extérieure, largeur brute en mm	650
Cote extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	28,20
Poids brut en kg	40,00
<b>Articles fournis</b>	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1