

E 522/1

Utilisation

pour la prise en charge optimale de max. 9 porte-empreintes.



- Équipé de 9 supports

Code EAN: 4002514072722 / Numéro de matériel: 06697010 /
Ancien Numéro de matériel: 68552202D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Porte-empreintes [nombre]	9
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	140
Cote extérieure, largeur nette en mm	100
Cote extérieure, profondeur nette en mm	190
Cote extérieure, hauteur brute en mm	170
Cote extérieure, largeur brute en mm	245
Cote extérieure, profondeur brute en mm	240
Poids net en kg	0,26
Poids brut en kg	0,36