

E 404/1

Chariot

pour la prise en charge optimale de max. 38 pipettes.



- Convient pour 38 pipettes dans ?? rangées
- 1. Rangée : 10 pipettes 100 ml (550 mm max), éc. entre sup. 20 mm
- 2. Rangée : 14 pipettes de 25 ml, écartement entre supports 26 mm
- 3. Rangée : 14 pipettes de 10 ml, écartement entre supports 26 mm
- Sans support de bande magnétique pour détection chariot auto.

Code EAN: 4002514087061 / Numéro de matériel: 06727910 / Ancien Numéro de matériel: 69540402D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariot pour pipettes	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Pipettes [nombre]	38
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	502
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	517
Cote extérieure, hauteur brute en mm	500
Cote extérieure, largeur brute en mm	550
Cote extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	5,70
Poids brut en kg	7,40