

E 405/1

Chariot

pour prise en charge de max. 38 pipettes, raccordement de séchage à l'air chaud.



- Convient pour 38 pipettes dans ?? rangées
- 1. Rangée : 10 pip. 100 ml (550 mm max), écar. entre sup. 20 mm
- 2. Rangée : 14 pipettes de 25 ml, écartement entre supports 26 mm
- 3. Rangée : 14 pipettes de 10 ml, écartement entre supports 26 mm
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002514087078 / Numéro de matériel: 06727920 / Ancien Numéro de matériel: 69540502D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariots avec raccordement pour le séchage à l'air chaud	•
Chariot pour pipettes	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
<b>Capacité</b>	
Pipettes [nombre]	38
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	502
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	517
Cote extérieure, hauteur brute en mm	500
Cote extérieure, largeur brute en mm	540
Cote extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	6,20
Poids brut en kg	8,10