

Printer Imprimante de protocoles à des fins de traçabilité, intégré



- 8 imprimantes à aiguilles à des fins de traçabilité
- Création de protocole et impression configurables
- Installation possible sur le côté commande du PG 8527
- Installation possible sur les côtés propre ou contaminé du PG 8528

Code EAN: 4002514111766 / Numéro de matériel: 06758340 /
Ancien Numéro de matériel: 69247001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	1
Conducteur neutre	N
AC/DC	AC
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50-60
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur brute en mm	305
Cote extérieure, largeur brute en mm	300
Cote extérieure, profondeur brute en mm	200
Poids net en kg	0,90
Poids brut en kg	1,00