

E 901/2

Chariot

pour prise en charge de compl. à mailles/récipients & instruments à cavité.



- Équipé de 3 bras de lavage intégrés
- La taille de chargement de chaque niveau est différente
- La capacité de chargement de chaque niveau est différente
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Bande magnétique pour détection auto. de chariot (incl. bande magn.)

Code EAN: 4002514219882 / Numéro de matériel: 06893870 / Ancien Numéro de matériel: 69590103D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Chariot pour compléments	•
Chariots pour les instruments MIC	•
Chariot pour les cuvettes	•
Chariot pour les compléments à mailles	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	12
Compléments à mailles SPRI [nombre]	4
Instruments avec lumen [nombre]	8
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	590
Cote extérieure, largeur nette en mm	640
Cote extérieure, profondeur nette en mm	790
Cote extérieure, hauteur brute en mm	720
Cote extérieure, largeur brute en mm	830
Cote extérieure, profondeur brute en mm	780
Poids net en kg	26,50
Poids brut en kg	30,00
Articles fournis	
E 362 Vis d'obturation [nombre]	3
E 447 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	2
E 449 Adaptateur mâle pour Luer-Lock femelle [nombre]	2
E 980 Adaptateur d'angle [nombre]	3
Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 110 mm [nombre]	4
Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 120 mm avec ressort à friction [nombre]	3
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1