


E 103/1

Utilisation

pour une prise en charge optimale des tubes à essai jusqu'à 12 x 75 mm.



- convient pour env. 200 Tubes à essai (jusqu'à 12 x 75 mm)
- Réparti dans 6 compartiments
- La largeur de mailles est égale à 8 x 8 mm
- Comprenant le couvercle A 13

Code EAN: 4002514231051 / Numéro de matériel: 06907630 / Ancien Numéro de matériel: 69510302D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des tubes à essai	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	200
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	122
Cote extérieure, largeur nette en mm	200
Cote extérieure, profondeur nette en mm	220
Cote extérieure, hauteur brute en mm	140
Cote extérieure, largeur brute en mm	245
Cote extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,54
Poids brut en kg	0,74
Articles fournis	
Couvercles A 13 [nombre]	1