


E 104/1

Utilisation

pour une prise en charge optimale des tubes à essai jusqu'à 12 x 105 mm.



- convient pour env. 200 Tubes à essai (jusqu'à 12 x 105 mm)
- Capacité comprenant le couvercle A 13
- La largeur de mailles est égale à 8 x 8 mm

Code EAN: 4002514231068 / Numéro de matériel: 06907640 / Ancien Numéro de matériel: 69510402D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des tubes à essai	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	200
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	152
Cote extérieure, largeur nette en mm	200
Cote extérieure, profondeur nette en mm	230
Cote extérieure, hauteur brute en mm	165
Cote extérieure, largeur brute en mm	240
Cote extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,60
Poids brut en kg	0,82
Articles fournis	
Couvercles A 13 [nombre]	1