

PG 8597

Adoucisseur duplex

Adoucisseur duplex pour la production continue d'eau douce jusqu'à 40° TH.



- Appareil indépendant avec revêtement plastique et roues
- Performance : continue 19 l/min, max. 30 l/min
- 2 contenants pour 20 kg de sel, 1 contenant pour 4,5 L de résine
- Appareil indépendant avec roues, peut être rempli par le dessus
- Continue 19 l/min, max. 30 l/min
- 1 contenant pour 20 kg de sel, 2 contenants pour 4,5 L de résine
- Système à 2 chambres commandé par volumes, fonct. sans courant
- Système à 2 chambres commandé par volumes, fonct. sans courant
- L'appareil dispose d'un raccordement à l'eau

Code EAN: 4002514256283 / Numéro de matériel: 06943120 / Ancien Numéro de matériel: 69859701D

Famille produit	
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Traitement de l'eau	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	570
Cote extérieure, largeur nette en mm	360
Cote extérieure, profondeur nette en mm	360
Cote extérieure, hauteur brute en mm	680
Cote extérieure, largeur brute en mm	375
Cote extérieure, profondeur brute en mm	380
Poids net en kg	19,00
Poids brut en kg	26,70