


E 903/1

Module

pour la prise en charge optimale de kits de TUR (résection transurétrale).



- Possibilité d'intégration de jusqu'à 10 instruments à cavité


Code EAN: 4002514256290 / Numéro de matériel: 06943230 / Ancien Numéro de matériel: 69590302D

|   |      |
|---|------|
| <b>Famille produit</b>  |      |
| Laveurs-désinfecteurs, médical  | •    |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical  | •    |
| <b>Accessoires</b>  |      |
| G 7823  | •    |
| G 7824  | •    |
| G 7825  | •    |
| G 7826  | •    |
| PG 8527   | •    |
| PG 8528   | •    |
| PG 8536   | •    |
| <b>Catégorie de produit</b>   |      |
| Complément/module pour les instruments MIC  | •    |
| <b>Propriétés du produit</b>  |      |
| Matériau  | Inox |
| Couleur   | Inox |
| <b>Domaine d'application</b>  |      |
| Traitement des instruments MIC  | •    |
| <b>Capacité</b>   |      |
| Instruments avec lumen [nombre]   | 10   |
| <b>Raccord. élect. standard</b>   |      |
| Nombre de phases  | 0    |
| Tension en V  | 0    |
| Fréquence en Hz   | 0    |
| Puissance totale de raccordement en kW  | 0,00 |
| Protection par fusible en A   | 0    |
| <b>Dimensions et poids</b>  |      |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm  | 40   |
| Cote extérieure, largeur nette en mm  | 461  |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm   | 510  |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm  | 180  |
| Cote extérieure, largeur brute en mm  | 550  |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm   | 560  |
| Poids net en kg   | 2,93 |
| Poids brut en kg  | 3,65 |
| <b>Articles fournis</b>   |      |
| E 442 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 6 mm [nombre] | 3    |
| E 444 Tambour pour câbles de fibres optiques/tuyaux d'aspiration [nombre]         | 1    |
| E 447 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]                             | 1    |
| E 448 Flexible en silicone avec adaptateur Luer-Lock femelle [nombre]             | 4    |
| E 453 Gicleur à injection 4 x 110 mm avec pince de maintien [nombre]              | 3    |
| E 454 Gicleur à injection pour douilles de trocart 10-15 mm [nombre]              | 1    |
| E 467 Douille de rinçage 205 mm pour instruments MIC/pinces [nombre]              | 3    |
| E 469 Douille de rinçage 300 mm pour instruments MIC/urologie [nombre]            | 3    |

E 903/1

Module

pour la prise en charge optimale de kits de TUR (résection transurétrale).



Code EAN: 4002514256290 / Numéro de matériel: 06943230 /  
Ancien Numéro de matériel: 69590302D

E 907/1 Complément à mailles avec couvercle pour petites  
pièces [nombre] 1

---

Flexible en silicone de 2 m Ø 5 mm

Support plastique [nombre] 1