

E 907/1

Complément à mailles

pour la prise en charge optimale de divers instruments à petites pièces.



- Avec couvercle pour les petites pièces
- Largeur de mailles de 3 x 1 mm
- Crochet pour suspension avec E 905/1 et E 903/1

Code EAN: 4002514256320 / Numéro de matériel: 06943820 /
Ancien Numéro de matériel: 69590702D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Catégorie de produit	
Complément à mailles	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	48
Cote extérieure, largeur nette en mm	129
Cote extérieure, profondeur nette en mm	170
Cote extérieure, hauteur brute en mm	70
Cote extérieure, largeur brute en mm	155
Cote extérieure, profondeur brute en mm	230
Poids net en kg	0,30
Poids brut en kg	0,37