

E 911/3

Chariot

pour la prise en charge optimale de 4 containers DIN avec couvercle.



- Dimensions du container : 300 x 300 x 600 mm
- Bande magnétique pour détection auto. de chariot (incl. bande magn.)

Code EAN: 4002514257969 / Numéro de matériel: 06943850 / Ancien Numéro de matériel: 69591104D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Chariots pour container	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des containers	•
Capacité	
Containers DIN hauteur 30 cm [nombre]	4
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	455
Cote extérieure, largeur nette en mm	640
Cote extérieure, profondeur nette en mm	790
Cote extérieure, hauteur brute en mm	700
Cote extérieure, largeur brute en mm	800
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	18,00
Poids brut en kg	28,00
Articles fournis	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1