

E 912/2

Chariot

pour la prise en charge optimale de 4 containers ISO avec couvercle.



- Dimensions du container : 180 x 400 x 600 mm
- Bande magnétique pour détection auto. de chariot (incl. bande magn.)

Code EAN: 4002514257976 / Numéro de matériel: 06943860 / Ancien Numéro de matériel: 69591203D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariots pour container	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des containers	•
<b>Capacité</b>	
Container ISO hauteur 18 cm [nombre]	4
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	455
Cote extérieure, largeur nette en mm	640
Cote extérieure, profondeur nette en mm	790
Cote extérieure, hauteur brute en mm	650
Cote extérieure, largeur brute en mm	650
Cote extérieure, profondeur brute en mm	800
Poids net en kg	13,00
Poids brut en kg	22,00
<b>Articles fournis</b>	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1