

E 915/3

Chariot

pour la prise en charge optimale d'env. 7 Kits d'anesthésie ou 20 tuyaux respiratoires et accessoires.



- Disposition des tuyaux de réanimation en spirale
- Système d'injection
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Barre magnétique pour reconnaissance auto. chariot (avec aimants)

Code EAN: 4002514257983 / Numéro de matériel: 06943870 / Ancien Numéro de matériel: 69591504D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Chariots avec raccordement pour le séchage à l'air chaud	•
Chariots pour les instruments d'anesthésie	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Capacité	
Kits AN [nombre]	7
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	637
Cote extérieure, largeur nette en mm	640
Cote extérieure, profondeur nette en mm	790
Cote extérieure, hauteur brute en mm	780
Cote extérieure, largeur brute en mm	670
Cote extérieure, profondeur brute en mm	810
Poids net en kg	25,00
Poids brut en kg	25,00
Articles fournis	
E 142 Complément 1/2, complément à mailles DIN [nombre]	1
E 431 Gicleur à injection pour soufflet, Ø 8 x 193 mm [nombre]	1
E 466 Gicleur à injection 8 x 333 mm, pour ballon d'anesthésie [nombre]	10
E 496 Gicleur à injection 4 x 120 mm [nombre]	18
E 916 Support pour 5 tuyaux de réanimation annelés [nombre]	1
E 917 Support pour 5 tuyaux de réanimation en silicone [nombre]	4
E 918 Support pour 5 tuyaux de réanimation pour enfants [nombre]	1
Réceptacles à ressort Ø 12 mm, pour tuyaux de réanimation jusqu'à 1,5 m de longueur [nombre]	20
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1