


KFR 9000

Porte-bouteilles

pour ranger les bouteilles de manière sûre et compacte dans le réfrigérateur.



Code EAN: 4002514270203 / Numéro de matériel: 06962260 /
Ancien Numéro de matériel: 36996040EU1

- Pour combinés réfrigérateur/
congélateur KFN 2x1xx
- Pour un rangement horizontal et sûr
de produits comme le vin
- Peut être utilisé de manière variable
sur différents niveaux
- En métal chromé
- Pour 9 bouteilles max., suivant la
taille et la forme