


U 547

Panier

avec cadre supérieur haut pour la prise en charge de 49 verres jusqu'à 23 cm.



- Avec 49 compartiments
- Dimensions de compartiment 63 mm x 63 mm mm
- Comprend un jeu d'extensions composé d' une courte et une longue
- Cadre supérieur réglable en hauteur sur l'extension jusqu'à 23 cm
- Largeur 50, profondeur 50 cm, largeur avec flancs Gastro Norm 53 cm


Code EAN: 4002514278780 / Numéro de matériel: 06984210 /
Ancien Numéro de matériel: 67654701D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 547

Panier

avec cadre supérieur haut pour la prise en charge de 49 verres jusqu'à 23 cm.



Code EAN: 4002514278780 / Numéro de matériel: 06984210 /
Ancien Numéro de matériel: 67654701D

Catégorie de produit	
Panier à verres	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Bleu, Rouge
Nombre de compléments	49
Largeur de compartiment en mm	63
Longueur de compartiment en mm	63
Capacité	
Verres de 140–175 mm de hauteur [nombre]	49
Verres de 200–230 mm de hauteur [nombre]	49
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	266
Cote extérieure, largeur nette en mm	500
Cote extérieure, profondeur nette en mm	500
Cote extérieure, hauteur brute en mm	170
Cote extérieure, largeur brute en mm	190
Cote extérieure, profondeur brute en mm	260
Poids net en kg	3,60
Poids brut en kg	4,01