

E 703/1

Embout

pour la prise en charge optimale de max. 7 instruments à cavité.



- Module à injection pour les chariots E 525/2 et E 701/2

Code EAN: 4002514312064 / Numéro de matériel: 07025350 / Ancien Numéro de matériel: 69570302D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7824	•
G 7826	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément/autre module	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Capacité</b>	
Instruments avec lumen [nombre]	7
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	170
Cote extérieure, largeur nette en mm	80
Cote extérieure, profondeur nette en mm	555
Cote extérieure, hauteur brute en mm	680
Cote extérieure, largeur brute en mm	560
Cote extérieure, profondeur brute en mm	650
Poids net en kg	0,85
Poids brut en kg	1,00
<b>Articles fournis</b>	
E 362 Vis d'obturation [nombre]	3
E 447 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	1
E 449 Adaptateur mâle pour Luer-Lock femelle [nombre]	2
E 980 Adaptateur d'angle [nombre]	3
Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 110 mm [nombre]	3
Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 120 mm avec ressort à friction [nombre]	3