


E 705/2

Chariot

pour la prise en charge optimale des instruments MIC jusqu'à 600 mm de long.



- Il peut accueillir jusqu'à 42 instruments à cavité
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Bande mag. pour détection auto. chariot (sans bande magn.)
- Les hauteurs de chargement des 3 niveaux sont différentes

Code EAN: 4002514313399 / Numéro de matériel: 07029810 / Ancien Numéro de matériel: 69570503D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7826	•
Catégorie de produit	
Chariots avec raccordement pour le séchage à l'air chaud	•
Chariots pour les instruments MIC	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Capacité	
Instruments avec lumen [nombre]	42
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	530
Cote extérieure, largeur nette en mm	670
Cote extérieure, profondeur nette en mm	600
Cote extérieure, hauteur brute en mm	550
Cote extérieure, largeur brute en mm	640
Cote extérieure, profondeur brute en mm	650
Poids net en kg	12,50
Poids brut en kg	14,60
Articles fournis	
E 336 Douille de rinçage MIBO, Ø 11 mm, longueur 121 mm [nombre]	3
E 362 Vis d'obturation [nombre]	2
E 442 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 6 mm [nombre]	15
E 443 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 10 mm [nombre]	5
E 444 Tambour pour câbles de fibres optiques/tuyaux d'aspiration [nombre]	1
E 445 – 12 capuchons de douille de rinçage E 442, ouverture avec Ø 6 mm [nombre]	1
E 446 – 12 capuchons de douille de rinçage E 443, ouverture avec Ø 10 mm [nombre]	1
E 447 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	3
E 448 Flexible en silicone avec adaptateur Luer-Lock femelle [nombre]	6
E 449 Adaptateur mâle pour Luer-Lock femelle [nombre]	5
E 451 Complément 1/6 complément à mailles [nombre]	1
E 452 Gicleur à injection 2,5 x 60 mm [nombre]	3
E 453 Gicleur à injection 4 x 110 mm avec pince de maintien [nombre]	8

E 705/2

Chariot

pour la prise en charge optimale des instruments MIC jusqu'à 600 mm de long.



Code EAN: 4002514313399 / Numéro de matériel: 07029810 /
Ancien Numéro de matériel: 69570503D

E 454 Gicleur à injection pour douilles de trocart 10-15 mm [nombre] 6

E 456 Écarteurs pour instruments MIC [nombre] 4

E 464 Logement pour gicleur à injection E 454 [nombre] 3

E 472 Ressort à friction pour gicleurs à injection Ø 4 mm [nombre] 2

Flexible en silicone de 2 m Ø 5 mm •

Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (sans aimant) [nombre] 1