

B 995 D

Repassouse

avec fonction vapeur pour de meilleurs résultats et plus de confort.



- Pas d'effort grâce à une pression élevée.
- Repassage pratique de grandes pièces de linge : large rouleau
- Rythme de travail individuel avec vitesse de repassage variable.
- Vêtements difficiles faciles à repasser : bout du rouleau libre
- De meilleurs résultats sur textiles secs aussi : fonction vapeur

Code EAN: 4002514458748 / Numéro de matériel: 07241180 / Ancien Numéro de matériel: 13099502B

Design	
Coloris	Blanc lotus
Repassage parfait	
Températures adaptées	•
Haute pression d'appui en N/cm ²	0,35
Tablette facilitant l'introduction du linge	•
Grand espace d'empilement sur la table de repassage	•
Tringle de suspension pour refroidissement sans formation de plis	•
Fonction vapeur	•
Capacité du générateur de vapeur en l	0,84
Technique à deux réservoirs	•
Fonctionne avec l'eau du robinet	•
Gain de temps sur le repassage	
Largeur du rouleau de repassage en mm	830
Vitesse de cylindre variable	•
Garniture du cylindre absorbant l'humidité	•
Confort d'utilisation	
Possibilité de repasser, assis(e), sans effort	•
Extrémité du cylindre à rotation complète libre	•
Panneau de commande clair	•
Mécanisme de pliage confortable	•
Transport facile grâce aux quatre roulettes	•
Sécurité	
Protection des doigts automatique	•
Déverrouillage d'urgence	•
Bonne stabilité	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	985
Dimensions en mm (hauteur)	959
Dimensions en mm (profondeur)	380
Dimensions en mm (largeur), repliée	500
Dimensions en mm (hauteur), repliée	1055
Dimensions en mm (profondeur), repliée	380
Puissance totale de raccordement en kW	3,50
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Film adhésif pour sélecteur de température	•
Raccord de remplissage pour le réservoir d'eau	•