

TK 180
Panier de séchage
pour suspendre dans le sèche-linge.



- Convient à PT 5186 et PT 7186
- Pour le séchage des textiles délicats
- Idéal pour le séchage des textiles type chaussures de sport

Code EAN: 4002514715698 / Numéro de matériel: 07289550 /
Ancien Numéro de matériel: 59018001D

| | |
|---|------|
| Famille produit | |
| Sèche-linge | • |
| Famille produits/accessoires | |
| PT 5186 | • |
| PT 7186 | • |
| PT 7188 | • |
| PWT 6089 | • |
| Catégorie de produit | |
| Panier de séchage | • |
| Propriétés du produit | |
| Raccordement électrique | OHNE |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 0 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 0 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 0 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 475 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 550 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 550 |
| Poids net [kg] | 0,96 |
| Poids brut en kg | 2,94 |