

E 478/1

Logement

pour le nettoyage optimal de 4 canules étroites (canules Sautter).



- Équipé d'une plaque filtrante en inox (FP-ED)

Code EAN: 4002514496948 / Numéro de matériel: 07292920 /
Ancien Numéro de matériel: 69747802D

| | |
|--|------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical | • |
| Accessoires | |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Catégorie de produit | |
| Support | • |
| Propriétés du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments MIC | • |
| Traitement des instruments d'ophtalmologie | • |
| Capacité | |
| Instruments avec lumen [nombre] | 4 |
| Raccord. élect. standard | |
| Nombre de phases | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 0 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 0 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 0 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 80 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 95 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 110 |
| Poids net en kg | 0,19 |
| Poids brut en kg | 0,23 |