


FFK 5005

Tiroir du filtre à peluches en inox

pour filtrer les peluches et les grosses particules de la lessive.



- Convient à UG 5005, UG 5005-47 et UG 5005-75
- À retirer pour un nettoyage rapide et facile
- Filtre à peluches en inox facilement amovible
- Volumes 24 litres
- ø de raccord 7 cm

Code EAN: 4002514517551 / Numéro de matériel: 07312050 /  
Ancien Numéro de matériel: 59510024D

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille produits/accessoires</b>	
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 200 Profi@Work	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Filtre à peluches	•
Base/socle	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Volume en l	70
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	250
Cote extérieure, largeur nette en mm	840
Cote extérieure, profondeur nette en mm	500
Cote extérieure, hauteur brute en mm	255
Cote extérieure, largeur brute en mm	857
Cote extérieure, profondeur brute en mm	513
Poids net [kg]	14,78
Poids brut en kg	16,38