


KFR 10055

Porte-bouteilles

pour un rangement de bouteilles sûr et peu encombrant.

Code EAN: 4002514522265 / Numéro de matériel: 07316060 /
Ancien Numéro de matériel: 38991055EU1



- Adapté pour tous réfrig. autonomes /combinés réfrig./congélation
- K 10.000 d'une largeur de 55 cm
- Pour 5 bouteilles maxi.
- Pour un rangement horizontal et sûr de produits comme le vin
- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux