


KFR 10061

Porte-bouteilles

pour ranger les bouteilles de manière sûre et compacte dans le réfrigérateur.

Code EAN: 4002514522289 / Numéro de matériel: 07316080 /
Ancien Numéro de matériel: 38991061EU1



- Adapté pour tous réfrig. autonomes /combinés réfrig./congélation
- K 10 000 et 20 000 sans zone PerfectFresh Largeur 60 cm
- Pour un rangement horizontal et sûr de produits comme le vin
- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- Pour 9 bouteilles max., suivant la taille et la forme