


KFR 10067

Porte-bouteilles

pour ranger les bouteilles de manière sûre et compacte dans le réfrigérateur.

Code EAN: 4002514522296 / Numéro de matériel: 07316090 /
Ancien Numéro de matériel: 38991067EU1



- Pour un rangement horizontal et sûr de produits comme le vin
- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- Adapté pour tous réfrig. autonomes /combinés réfrig./congélation
- K 10.000 avec zone PerfectFresh et d'une largeur de 60 cm
- Pour 9 bouteilles max., suivant la taille et la forme