


O 188/2

Panier supérieur

pour la prise en charge optimale de divers compléments.



- Hauteur de chargement de : 165 mm, réglable en hauteur +/- 20 mm
- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Aimant pour utilisation capteur bras lavage sur PG 8535, PG 8536

Code EAN: 4002514556178 / Numéro de matériel: 07333030 / Ancien Numéro de matériel: 69118802D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	280
Cote extérieure, largeur nette en mm	215
Cote extérieure, profondeur nette en mm	475
Cote extérieure, hauteur brute en mm	285
Cote extérieure, largeur brute en mm	540
Cote extérieure, profondeur brute en mm	555
Poids net en kg	2,40
Poids brut en kg	3,16